

Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een fauteuil van ijcoon . Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door. Wij wensen u veel plezier met uw fauteuil. It's your ijcoon!

Plaatsing

1.1 Veiligheid

- Let bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld raken tussen de bewegende delen. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of ermee spelen.
- De fauteuils met sta-op functie zijn voorzien van een rem (tandwiel), die de fauteuil 'vast' zet als de sta-op functie wordt gebruikt. Indien u uit de fauteuil wilt stappen of in de fauteuil wilt gaan zitten op het moment dat de fauteuil in de sta-op functie staat, staat de fauteuil 'vast' en kan de stoel niet draaien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van de sta-op functie.

1.2 Plaatsen

- De fauteuil dient op een vlakke ondergrond geplaatst te worden. Indien een fauteuil niet op een vlakke ondergrond staat, veroorzaakt dat schade aan het systeem en kan dat een krakend verstelmechanisme tot gevolg hebben.
- Houd bij het verplaatsen van de fauteuil, rekening met de vloer. Bij krasgevoelige vloeren is het raadzaam om viltjes onder de voet van de fauteuil te plakken om beschadigingen te voorkomen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen aan de vloer, veroorzaakt door de fauteuil.
- Til de fauteuil op aan de onderzijde van de armen of het zijpaneel, maar nooit bovenaan de armen.
- Indien de fauteuil is voorzien van een accu dient u deze, nadat de fauteuil is uitgepakt, circa 6 tot 8 uur op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig opgeladen. Bij punt 4.3 leest u hoe u de accu kunt opladen.
- Zet de fauteuil niet in direct zonlicht of nabij een openhaard/houtkachel. Dit om verkleuring en/of vervorming van de fauteuil te voorkomen.

Bediening

2.1 Tiptoetsbediening

Aan de binnenzijde van de arm of bij sommige modellen aan de zijkant van de zitting zit de tiptoetsbediening, waarmee u de fauteuil bedient. De tiptoetsbediening kan zowel in zilver als zwart worden uitgevoerd. De kleur is afhankelijk van de kleur voet die u heeft gekozen. Afhankelijk van de opties die u gekozen heeft in de fauteuil, hebben we verschillende uitvoeringen. Uit onderstaand schema kunt u opmaken welke uitleg voor u van toepassing is:

Uw fauteuil heeft **geen** sta-op functie:

==> U heeft geen extra opties ==> lees verder bij uitleg 2.2

Uw fauteuil heeft **wel** een sta-op functie:

==> U heeft geen extra opties ==> lees verder bij uitleg 2.3

2.2 Bediening van de fauteuil Vera Relax (zonder sta-op functie/met voetklep) d.m.v. van de tiptoetsen aan de binnenzijde van de arm

De fauteuil heeft twee motoren. Het bedieningspaneel heeft drie toetsen. Elke toets heeft een tweeledige werking: door de toets in te drukken, gaat de motor bewegen. Laat u de toets 2 seconden los en drukt u deze opnieuw in, dan zal de motor in tegenovergestelde richting bewegen.

- De voorste toets is voor het bedienen van de voetklep. Houd de toets ingedrukt, zodat de voetklep uitklapt. Als de voetklep volledig is uitgekapt, kantelt de fauteuil naar achteren. Laat de toets los op wanneer u in de gewenste positie zit. Laat u de toets minimaal 2 seconden los en drukt u de voorste toets opnieuw in, dan klapt de voetklep weer in en kantelt de stoel naar z'n neutrale positie.
- De middelste toets is om de fauteuil snel in z'n neutrale positie te krijgen. Dit noemen we de home-toets. Houd de tweede toets ingedrukt, zodat alle functies tegelijk inklappen. Zo kan u bijvoorbeeld zowel de voetenklep als de kanteling van de fauteuil tegelijkertijd terugbrengen naar de nul-positie.
- De achterste toets is om de rug-kanteling van de fauteuil los te bedienen. Houd de toets ingedrukt tot de fauteuil naar wens is gekanteld. Laat de toets los.

2.3 Bediening van de fauteuil Vera Up (met sta-op functie/met voetklep) d.m.v. de tiptoetsen aan de binnenzijde van de arm

De fauteuil heeft twee motoren en een sta-op functie. Het bedieningspaneel heeft drie toetsen.

Elke toets heeft een tweeledige werking: door de toets in te drukken, gaat de motor bewegen. Laat u de toets 2 seconden los en drukt u deze opnieuw in, dan zal de motor in tegenovergestelde richting bewegen.

- De voorste toets is voor het bedienen van de voetklep. Houd de toets ingedrukt, zodat de voetklep uitklapt. Als de voetklep volledig is uitgekapt, kantelt de fauteuil naar achteren. Laat de knop los in de gewenste positie. Laat u de toets minimaal 2 seconden los en drukt u de voorste toets opnieuw in, dan klapt de voetklep weer in en daarna kantelt de stoel terug in zijn neutrale positie.
- De middelste toets is voor het bedienen van de sta-op functie. Houd de middelste toets ingedrukt om de stoel in z'n sta-op positie te brengen. Laat de knop los als hij in de gewenste positie staat. Daarna kunt u opstaan. De stoel blijft in de sta-op stand staan zodat de stoel al in de juiste stand staat om makkelijk in de fauteuil te kunnen gaan zitten. Laat u de toets minimaal 2 seconden los en drukt u deze opnieuw in, dan zal de fauteuil weer terugkeren in z'n nul-positie.
- De achterste toets is om de fauteuil naar achteren te laten kantelen. Houd de toets ingedrukt tot de fauteuil naar wens is gekanteld. Laat de toets los. Gebruik de middelste toets om de fauteuil weer terug te laten keren naar z'n neutrale positie.

2.4 Reset van uw fauteuil

Indien de fauteuil niet meer functioneert, kan het zijn dat de accu leeg is. Laad zoals omschreven is bij punt 4 de accu op. Wanneer de fauteuil nog niet functioneert, kunt u een reset uitvoeren. Druk daarvoor meer dan 10 seconden de drie toetsen van uw bedieningspaneel in. De lampjes achter de bediening gaan branden en één of meerdere motoren gaan bewegen, gevolgd door een pieptoon. Hierna is de reset voltooid. Uw kunt uw fauteuil weer opnieuw gebruiken. Indien de fauteuil nog niet werkt, neem dan contact op met uw winkelier.

Gebruik van de accu

3.1 Eerste keer opladen voor het eerste gebruik

Laad de accu minstens 6 tot 8 uur

De oplader kan gebruikt worden als transformator. U kunt de fauteuil continu aangesloten houden zonder dat de accu overladen wordt. Bedenkt u wel dat het continu aangesloten laten van de oplader invloed heeft op de levensduur van de accu. We raden voor de levensduur van de accu aan om na het laden de lader te ontkoppelen.

3.2 Gebruik van de accu

Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af. De gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en het gebruik. Terwijl u de fauteuil bedient door op het toetsenpaneel te drukken, worden de lampjes achter de toetsen op het bedieningspaneel wit. Dit houdt in dat de accu voldoende capaciteit heeft. Knippert het bedieningspaneel tijdens de bediening of klinkt er een pieptoon, dan dient u de accu zo spoedig mogelijk op te laden.

3.3 Het opladen van de accu

- De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 6 en 8 uur.
- Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als teken dat deze op de netstroom/stopcontact is aangesloten.
- Tijdens het laadproces knipperen de lampjes achter de toetsen op het bedieningspaneel. Wanneer de accu 100% is opgeladen, worden de lampjes wit.
- Tijdens het opladen is de fauteuil normaal te gebruiken.

3.4 Algemene gebruikshandleiding accu

- Belangrijk: laat een koude accu (5 graden of minder) minimaal één uur op kamertemperatuur komen, voordat deze aangesloten wordt op de oplader.
- De accu mag niet worden opgeladen bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden Celsius.
- Gebruik uw accu uitsluitend in goed geventileerde ruimtes.
- Gebruik uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/oplader.
- Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden.
- De accu, kabels en adapter/oplader mogen niet gebruikt worden als deze beschadigingen vertonen. Indien er beschadigingen zijn, neemt u dan contact op met uw leverancier voor vervanging van deze onderdelen.
- De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden. Laat deze dus niet vallen of ergens tegenaan stoten en stel de accu niet bloot aan sterke vibraties.
- Stel uw accu niet bloot aan open vuur.
- Probeer de accu niet open te maken.
- Dompel de accu niet onder water.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.

3.5 Milieu

Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil, maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. Belangrijk: de accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de 3 maanden volledig te worden opgeladen. Op de accu en de oplader zit een garantie van 1 jaar.